

Insta-[®] TEST

25 Test Strips
25 Languettes d'analyse
25 Tiras de análisis

- COPPER
- CUIVRE
- COBRE

 LaMotte

Immerse strip for **2 seconds**. Remove with pad face up. SHAKE ONCE TO REMOVE EXCESS WATER. Wait **30 seconds** and compare to color chart.

- Keep wet fingers out of the bottle.
- Close cap tightly after removing strip.
- In pools or spas, immerse strip to a depth of 6" (15 cm).
- For best results read in natural daylight.

- Store in a cool, dry place.

Plongez la bande dans l'eau pendant **2 secondes**. Sortez-la de manière à ce que le coussinet reste en haut. SECOUZ POUR ÉLIMINER L'EXCÈS D'EAU. Attendez **30 secondes** et comparez avec la carte de couleurs.

- Maintenir les doigts humides hors de la bouteille.
- Bien refermer le bouchon après avoir retirer la bande réactive.
- Pour les piscines et les spas, plonger la bande à une profondeur de 15 cm (6").

- Pour un meilleur résultat, réaliser la lecture à la lumière naturelle.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Copper, Cuivre, Cobre ppm	0	0.3	0.6	1.0	3.0
					

Sumerja la tira durante **2 segundos**. Sáquela de modo que la almohadilla quede hacia arriba. SACUDALA UNA VEZ PARA ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA. Espere **30 segundos** y compare con la carta de color.

- Mantenga los dedos húmedos fuera de la botella.
- Cierra bien el tapón después de sacar la tira reactiva.
- En piscinas o spas, sumerja la tira a una profundidad de 15 cm (6").
- Para un mejor resultado, realice la lectura con luz natural.
- Conserve en un lugar fresco y seco.

Code 2991-G
Chestertown, MD 21620 USA
www.lamotte.com/insta



Lot # 6047 Exp. 8/17